

表示変更のお知らせ

環境除菌・洗淨剤

ルビスタ® ルビスタクリア

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度「環境除菌・洗淨剤 ルビスタ®パウダー5g」、「環境除菌・洗淨剤 ルビスタクリア パウダー5g」、「環境清拭用 ルビスタ®ワイプ」の記載事項を変更いたしますので、お知らせ申し上げます。製品の包装規格、コード等の変更はございません。
なお、流通在庫の関係から変更品がお手元に届くまでに若干の遅速が生じますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

【変更内容】

製品の個装箱およびラベルの記載事項を変更いたします。

【対象製品・変更時期】

品名	包装規格	JANコード	初回製造番号	出荷予定時期
ルビスタ®パウダー5g	12包	4987288941019	221003	2023年2月
	60包	4987288941026	211004	2022年7月
ルビスタクリアパウダー5g	30包	4987288941095	220907	2022年11月
ルビスタ®ワイプ (詰替ワイプ入専用容器)	100枚	4987288941057	C1001K	2022年9月
	300枚	4987288941071	B1101K	2023年6月

※ 記載事項の主な変更箇所は次ページ以降をご参照ください

【記載事項の主な変更箇所】

ルビスタ®パウダー5g個装箱（12包、60包製品裏面）

ルビスタクリアパウダー5g個装箱（30包製品裏面）

記載事項変更箇所

- 部 削除箇所
- 部 変更箇所

現行品

必ず使用前に使用方法と 使用上の注意をよく読んでください

使用上の注意



小児の手の届く
ところに保管しない



飲むくすりでは
ありません

●用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●本品および調製液を飲み込まないようにしてください。誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けてください。医師の指示がない限り、無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識のない場合には、何も与えないでください。●目に入らないように注意してください。目に入った場合には、速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●本品、調製液を取り扱う際には、ゴム手袋、プラスチック手袋等をご使用ください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。

危険



皮膚刺激／重篤な眼の損傷／
水生生物に毒性

用途

- よく手が触れる環境表面※1、医療機器※2、器具・器材の除菌洗浄に
- ※1.ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口、床、手すり等
- ※2.機器内部に調製液が染み込まないようにご注意ください

「使用方法」に関する注意

●定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋（ゴム・プラスチック等）を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。●大理石や銅、亜鉛および軟鋼などは酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください。

変更品

使用前に必ず使用方法、用途及び 注意事項をよく読んでください

使用上の注意



小児の手の届く
ところに保管しない



飲むくすりでは
ありません

●用途以外には使用しないでください。●小児の手の届くところには保管しないでください。●誤って飲み込んだ場合は、速やかに医師の診断を受けてください。医師の指示がない限り無理に吐かせないでください。意識のある場合には、十分な水を飲ませ、意識の無い場合には何も与えないでください。●目に入った場合には速やかに水で洗い流してください。その後、速やかに医師の診察を受けてください。●調製液が肌についた場合には、速やかに十分な水で洗い流してください。●本品、調製液との接触により、手荒れ・発疹・発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。

危険



皮膚刺激／重篤な眼の損傷／
水生生物に毒性

用途

- よく手が触れる環境表面※、医療機器の外装表面の除菌洗浄に
- 環境表面の例
- ※ドアノブ、手すり、机、家具、スイッチ類、便器・便座、水栓レバー、蛇口、床等

「使用方法」に関する注意

●定められた「使用方法」を厳守してください。●本品及び調製液を飲み込まないようにしてください。●手袋（ゴム・プラスチック等）を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●医療機器の性能や機能に影響が出る可能性のある部分には使用しないでください。また、医療機器の内部に調製液が染み込まないようにご注意ください。●大理石、銅、亜鉛、軟鋼などは、劣化する場合がありますので使用しないでください。●清拭する材質によっては着色又は変色・劣化する場合があります。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。

§ 表示例はルビスタ®パウダー12包製品のものですが、変更内容は60包製品およびルビスタクリア30包製品でも同様です。また、表示した箇所以外にも軽微な修正点がございます。

【記載事項の主な変更箇所】

ルビスタ®ワイプ(詰替ワイプ入専用容器) 100枚入・300枚入 ラベル

記載事項変更箇所

- 部 削除箇所
- 部 変更箇所

現行品

調製液を含浸させたワイプの使用について

【使用方法】に関する注意

●パウダー※に定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋(ゴム・プラスチック等)を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。●大理石や銅、亜鉛および軟鋼などは酸化作用により劣化する恐れがありますので使用しないでください。

【調製液の成分】

●酸化剤(ペルオキソ-硫酸水素カリウム) ●界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)

よく手が触れる環境表面※1、

医療機器※2、器具・器材の除菌洗浄に

※1.ドアノブ、机、家具、ベッド周囲、スイッチ類、トイレの便器、便座、水洗レバー、洗面所の蛇口、床、手すり等

※2.機器内部に調製液が染み込まないようにご注意ください



変更品

調製液を含浸させたワイプの使用について

【使用方法】に関する注意

●パウダー※に定められた「使用方法」を厳守してください。●手袋(ゴム・プラスチック等)を装着して調製・使用してください。●目や顔などの人体、食器・食品には使用しないでください。●直接体内に接触するような器具・器材には使用しないでください。●医療機器の性能や機能に影響が出る可能性のある部分には使用しないでください。また、医療機器の内部に調製液が染み込まないようにご注意ください。●大理石、銅、亜鉛、軟鋼などは、劣化する場合がありますので使用しないでください。●清拭する材質によっては着色又は変色・劣化する場合があります。●酸性薬剤、塩素系薬剤などの他の薬剤と混合しないでください。

【調製液の成分】

●酸化剤(ペルオキソ-硫酸水素カリウム) ●界面活性剤(ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)

よく手が触れる環境表面※、

医療機器の外装表面の除菌洗浄に

環境表面の例

※ドアノブ、手すり、机、家具、スイッチ類、便器・便座、水栓レバー、蛇口、床等

§ 表示例はルビスタ®ワイプ100枚入製品のものですが、変更内容は300枚入製品でも同様です。また、表示した箇所以外にも軽微な修正点がございます。